

CC 0482



recommended / approved by:

STORZ

Δραστικές ουσίες σε 100g: 2.0 g γλουταραλδεϋδη

Συσκευασία	Τεμάχια	Περιεχόμενο	Κωδικός
Δοχείο	3	5 l	141.220.5000

DESCOTON 2 % GDA

Έτοιμο προς χρήση απολυμαντικό για εργαλεία και ενδοσκόπια

- με βάση την γλουταραλδεϋδη
- φιλικό προς υλικά - κατάλληλο για ενδοσκόπια
- ταχεία δράσης

Το **DESCOTON 2% GDA** είναι ένα έτοιμο προς χρήση διάλυμα, ελεύθερο φορμαλδεϋδης και φαιολών, για την απολύμανση ιατρικών εργαλείων και ενδοσκοπίων. Περιέχει 2% γλουταραλδεϋδη ως κύριο συστατικό, καθώς επίσης και αναστολείς σκουριάς. Η δράση του διαρκεί έως και 28 ημέρες.

Αντιμικροβιακές Ιδιότητες			30 δευτ.	1 λεπτ.	5 λεπτ.	45 λεπτ.
Βακτήρια και μύκητες						
Βακτηριοκτόνο	EN 13727	μολυσμένες συνθήκες	•			
Μυκητοκτόνο(Candida albicans)	EN 13624	μολυσμένες συνθήκες	•			
Φυματιοκτόνο (M. terrae)	EN 14348	καθαρές συνθήκες			•	
Σποριοκτόνο (Clostridium difficile)	AFNOR NF T 72-231					•
Ιοί						
Δραστικό έναντι όλων των ιών με περιβλήμα	RKI/DVV	συμπλ. HBV/HIV/HCV	•			



BOURNAS
MEDICALS

Health supplies since 1988

ΜΠΟΥΡΝΑΣ Γ. & ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΣΤ. Ο.Ε

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΟΥY & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Σενάκια 18, Κηφισιά 14564 Αθήνα

Tηλ: 210-26.22.568 Fax: 210-26.12.089

Site: bournas-medicals.gr • email: info@bournas-medicals.gr



www.schumacher-online.com

Dr. Schumacher

