

Φορητός Συμπυκνωτής Οξυγόνου Spirit 3 Κωδ. 0803410

Ο Ελαφρύ βάρος, ευελιξία και ελευθερία
Ένας προσωπικός βοηθός οξυγόνου
για εσάς και την οικογένειά σας
οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε

0.02s

Ανταπόκριση
σε 0.02s



Φορητό



Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Καθαρότητα Οξυγόνου (%): 90-96
- Ροή Οξυγόνου (Lit/min): Παλμικής ροής / 1-4 Ρυθμίσεις
- Μέγιστη πίεση εξόδου: 150 kPa
- Τροφοδοσία AC: Input AC 100V-240V, 50Hz/60Hz, Output DC 12V, 10A
- Τροφοδοσία: DC 12V-16V
- Θόρυβος λειτουργίας dB(A): ≤ 55
- Διαστάσεις: 220mm x 220mm x 80mm
- Βάρος: 2,4 kg
- Εγγύηση: 3 έτη

Περιεχόμενα Συσκευασίας:


- Εγχειρίδιο Χρήστη
- Μπαταρία
- Τροφοδοτικό ρεύματος
- Τροφοδοτικό αυτοκίνητου
- Τσάντα μεταφοράς
- Ρινικά Γυαλάκια
- Οξυγονοθεραπείας



Αποσπώμενες στήλες ζεόλιθου
Γρήγορη και εύκολη αντικατάσταση



Παλμική ροή Υψηλή απόδοσης
και ταχεία παροχή οξυγόνου



Μπαταρία λιθίου
Γρήγορη και σταθερή εισπνοή οξυγόνου



Ρύθμιση τεσσάρων επιπέδων
Εύκολος και βολικός έλεγχος

