



Κάλτσες
Διαβαθμισμένης
Συμπίεσης

SANYLEG[®]

ΚΑΝΤΣΕΩ

**Αντιθρομβωτικές
Μετεγχειρητικές**

**Θεραπευτικές
Φλεβίτιδος**

**Αθλητικές
διαβαθμισμένης
συμπίεσης**

Αντιθρομβωτικές Μετεγχειρητικές

Μια σειρά κάλτσες αφιερωμένη στην προφύλαξη από θρομβώσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επέμβαση. Προκειμένου να διασφαλιστεί η καλή εφαρμογή και η σωστή διαβάθμιση συμπίεσης, είναι κατασκευασμένες από απαλό και ελαστικό ύφασμα, υποαλλεργικό (χωρίς λάτεξ).



SANYLEG⁺

ΕΝΔΕΙΞΙΣ

- Πρόληψη θρομβώσεων που δημιουργούνται μετά από χειρουργική επέμβαση
- Θεραπεία που σχετίζεται με μετατραυματικές θεραπείες, μελανιές και οιδήματα σε κατακεκλιμένους ασθενείς
- Μώλωπες και υδροστατικά οιδήματα.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΙΣ

- Τοπική δερματίτιδα, ερύθημα, νέκρωση.
- Απογύμνωση, πνευμονικό οίδημα, μοσχεύματα.
- Αγγειακές διαταραχές καρδιακής προέλευσης.
- Πόδια μεγαλύτερης περιφέρειας.

18 mm/Hg

| AD | AG | AGT | | | |
|--|---|--|---|---|--|
| 1 Paar 1 Pair | 1 Paar 1 Pair | 1 Stück 1 Piece | | | |
| | | | | | |
| LÄNGE / LENGTH 35 - 45 cm | LÄNGE / LENGTH 63 - 88 cm | LÄNGE / LENGTH 63 - 88 cm | | | |
| UMFANG / CIRCUMFERENCE | Small cB 18 - 20 cm cC 28 - 40 cm cG 42 - 58 cm | Medium cB 21 - 23 cm cC 32 - 44 cm cG 52 - 68 cm | Large cB 24 - 26 cm cC 36 - 48 cm cG 62 - 78 cm | X-Large cB 27 - 29 cm cC 40 - 52 cm cG 70 - 88 cm | XX-Large cB 30 - 32 cm cC 44 - 56 cm cG 78 - 98 cm |
| The different color shade of the inspection hole identifies the size of the stocking | | | | | |

**ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΚΑΛΤΣΑ ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ
ΛΕΥΚΗ 18 - 20mmHG | H62**



ΜΕΓΕΘΟΣ

| | |
|-----|-----|
| H62 | S |
| | M |
| | L |
| | XL |
| | XXL |

**ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΚΑΛΤΣΑ ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ
ΛΕΥΚΗ 18 - 20mmHG | H61**



ΜΕΓΕΘΟΣ

| | |
|-----|-----|
| H61 | S |
| | M |
| | L |
| | XL |
| | XXL |


Θεραπευτικές Φλεβίτιδος

Η θεραπευτική σειρά της Sanyleg είναι κατασκευασμένη από τέτοιο τύπο υφάσματος που εξασφαλίζει μια «αδιαφανής» εμφάνιση.

Ο ειδικός αυτός τύπος υφάσματος διατηρεί τη μέγιστη ελαστικότητα ενώ παράλληλα εξασφαλίζει βέλτιστο αισθητικό σχέδιο.

Οι κάλτσες αυτές ενδείκνυνται ιδιαίτερα για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών όπως η φλεβική ανεπάρκεια και οι κίρσοι και διατίθενται σε εκδόσεις class I, class II ανοιχτού δαχτύλου.

Συνιστάται να λάβετε ιατρική αξιολόγηση και συνταγή πριν χρησιμοποιήσετε αυτά τα προϊόντα



| | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| cG | 41 - 46 | 45 - 60 | 47 - 65 | 53 - 71 | 57 - 77 | 64 - 84 |
| cD | 28 - 33 | 30 - 35 | 33 - 38 | 35 - 40 | 38 - 43 | 41 - 47 |
| cC | 29 - 34 | 31 - 36 | 34 - 39 | 36 - 41 | 39 - 44 | 42 - 48 |
| cB | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 - 27 | 27 - 30 | 30 - 33 |
| IG | 70 - 85 | 70 - 85 | 70 - 85 | 70 - 85 | 70 - 85 | 70 - 85 |
| ID | 38 - 49 | 38 - 49 | 38 - 49 | 38 - 49 | 38 - 49 | 38 - 49 |

**ΚΑΛΤΣΑ ΦΛΕΒΙΤΙΔΟΣ ΚΛΑΣΗ I
ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΝΟΙΧΤΑ
ΔΑΧΤΥΛΑ ΜΠΕΖ 18 - 21mmHG | T31**

ΜΕΓΕΘΟΣ

| | |
|-----|-----|
| T31 | S |
| | M |
| | L |
| | XL |
| | XXL |



**ΚΑΛΤΣΑ ΦΛΕΒΙΤΙΔΟΣ ΚΛΑΣΗ II
ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΝΟΙΧΤΑ
ΔΑΧΤΥΛΑ ΜΠΕΖ 23 - 32mmHG | T41**

ΜΕΓΕΘΟΣ

| | |
|-----|-----|
| T41 | S |
| | M |
| | L |
| | XL |
| | XXL |

**ΚΑΛΤΣΑ ΦΛΕΒΙΤΙΔΟΣ ΚΛΑΣΗ I
ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ
ΜΠΕΖ 18 - 21mmHG | T32**

ΜΕΓΕΘΟΣ


| | |
|-----|-----|
| T32 | S |
| | M |
| | L |
| | XL |
| | XXL |



**ΚΑΛΤΣΑ ΦΛΕΒΙΤΙΔΟΣ ΚΛΑΣΗ II
ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ
ΜΠΕΖ 23 - 32mmHG | T42**

ΜΕΓΕΘΟΣ

| | |
|-----|-----|
| T42 | S |
| | M |
| | L |
| | XL |
| | XXL |



**ΚΑΛΤΣΑ ΦΛΕΒΙΤΙΔΟΣ ΚΛΑΣΗ I
ΚΑΛΣΟΝ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ
ΜΠΕΖ 18 - 21mmHG | T33**

ΜΕΓΕΘΟΣ


| | |
|-----|-----|
| T33 | S |
| | M |
| | L |
| | XL |
| | XXL |



**ΚΑΛΤΣΑ ΦΛΕΒΙΤΙΔΟΣ ΚΛΑΣΗ II
ΚΑΛΣΟΝ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ
ΜΠΕΖ 23 - 32mmHG | T43**

ΜΕΓΕΘΟΣ

| | |
|-----|-----|
| T43 | S |
| | M |
| | L |
| | XL |
| | XXL |



Αθλητικές διαβαθμισμένης συμπίεσης

Οι κάλτσες και τα ενδύματα συμπίεσης έχουν γίνει όλο και πιο δημοφιλή στον αθλητικό κλάδο και η γκάμα των προϊόντων με συμπίεση έχει εκραγεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι φυσικό επακόλουθο του γεγονότος ότι οι κάλτσες συμπίεσης έχουν επιστημονικά αποδεδειγμένη θετική επίδραση κατά τη διάρκεια της άσκησης και μετά την άσκηση.

Η αθλητική συμπίεση έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια και πολλές διεθνείς εταιρείες έχουν πρωτοστατήσει κάνοντας την ιδέα της συμπίεσης γνωστή στους αθλητές

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΛΤΣΕΣ
ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ | SB22



| | Size | European | US - Men | US - Women |
|------|------|----------|----------|------------|
| SB22 | S | 37 - 39 | 5 - 6½ | 6½ - 8 |
| | M | 39 - 41 | 6½ - 8 | 8 - 10 |
| | L | 41 - 43 | 8 - 9½ | 10 & over |
| | XL | 43 - 45 | 9½ - 11 | - |
| | XXL | 45 - 47 | 11 - 12½ | - |

ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η συμπίεση διασφαλίζει ότι οι μύες οξυγονώνονται, και τα πόδια αποτρέπονται από πρήξιμο. Δώστε στον εαυτό σας τις καλύτερες προϋποθέσεις για υψηλές επιδόσεις, ανεξάρτητα από το αν παίρνετε μέρος σε έναν αγώνα ή μια προπόνηση.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Φορώντας κάλτσες συμπίεσης κατά τη διάρκεια της σωματικής δραστηριότητας υποστηρίζονται οι μύες και μειώνονται οι κραδασμοί που προκαλούνται από μυϊκή κόπωση. Το υποστηρικτικό αποτέλεσμα μπορεί επίσης να αποτρέψει τους νάρθηκες κνήμης και τις μυϊκές κακώσεις.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Οι κάλτσες συμπίεσης σας βοηθούν να επιταχύνετε τη διαδικασία αποκατάστασης. Αυξημένη ροή του αίματος εξασφαλίζει ότι γαλακτικό οξύ και άλλες τοξίνες μεταφέρονται αποτελεσματικά από τους μύες. Μετά από αγώνα ή προπόνηση να φοράτε πάντα κάλτσες συμπίεσης δίνοντας στους μύες σας μια ευκαιρία να ανακάμψουν με τον καλύτερο τρόπο.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ

- Οι κάλτσες πλένονται στο χέρι ή στο πλυντήριο με ουδέτερο απορρυπαντικό χωρίς μαλακτικό. Για πλύσιμο στο πλυντήριο τοποθετήστε τις μέσα σε μια μαξιλαροθήκη.
- Μην στύβετε.
- Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά, όπως χλωρίνη.
- Μην τις τοποθετείτε σε στεγνωτήριο, αφήστε τις να στεγνώσουν φυσικά σε σκιερό μέρος μακριά από τον ήλιο καθώς και από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας.
- Μην κάνετε στεγνό καθάρισμα.
- Μην σιδερώνετε.





www.mobiakcare.com

Επίσημος Συνεργάτης

