

ΦΟΡΗΤΟΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ

Κωδικός: 0803845



Μικρά σε μέγεθος σωματιδίων



Συμπαγές και βολικό στη μεταφορά



Λειτουργία με ένα πάτημα



Αθόρυβο



Υψηλός ρυθμός νεφελοποίησης



Αυτόματη απενεργοποίηση



Διαστάσεις: 67,42 mm (Μ) X 48,53 mm (Π) x 116,92 mm (Υ)
Βάρος: περίπου 100g

Η συσκευή 0803845 νεφελοποιεί με την τεχνολογία της δόνησης υψηλής συχνότητας του πιεζοηλεκτρικού κεραμικού κομματιού οδηγεί στην παραμόρφωση της μικροπλάκας, έτσι ώστε το υγρό που έρχεται σε επαφή με τη μικροπλάκα να ψεκάζεται. Τροφοδοτείται από τροφοδοτικό 5 V ή μπαταρία λιθίου 3.7 V, με τα πλεονεκτήματα του συμπαγούς και φορητού σχεδιασμού, της εύκολης χρήσης, της ρυθμιζόμενης (δύο βαθμίδες) και της υψηλής ταχύτητας νεφελοποίησης. Η συσκευή προτείνεται για χρήση σε νοσοκομεία, κλινικές και προσωπική χρήση από τον ασθενή.

Απόδοση

- Ενδιάμεση διάμετρος σωματιδίων (D 0,50): 1-4μm (±25%)
- Κατανομή διαμέτρου σωματιδίων ισοδύναμου όγκου: η αναλογία διαμέτρου σωματιδίων κάτω των 5 μm είναι τουλάχιστον 60 %
- Ισχύς εισόδου: < 5 VA
- Ρυθμός Νεφελοποίησης:**
Βαθμός I: ≥ 0,25 ml/min
Βαθμός II: ≥ 0,15 ml/min
- Χωρητικότητα κυπέλλου: 10 ml
- Όγκος υγρού: 2 - 10 ml
- Υπολειπόμενος όγκος: ≤ 0,3 ml
- Θόρυβος: ≤ 50 dB (A)
- Συχνότητα λειτουργίας: 110 KHz ± 10 %
- Τροφοδοσία ρεύματος: DC 5 V ή 3.7 V επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου
- Κατηγορία ασφαλείας: εξοπλισμός κατηγορίας II, εφαρμοσμένο μέρος τύπου BF
- Βαθμός αδιαβροχοποίησης και προστασίας από τη σκόνη: IP22
- Τρόπος λειτουργίας: συνεχής λειτουργία

Χαρακτηριστικά

- Λειτουργία με ένα κουμπί
- Λειτουργία νεφελοποίησης υγρού
- Λειτουργία ένδειξης ισχύος
- Λειτουργία ένδειξης χαμηλής μπαταρίας
- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας χωρίς υγρό
- Ρυθμιζόμενος ρυθμός νεφελοποίησης
- Λειτουργία φόρτισης

Συνθήκες λειτουργίας

- Θερμοκρασία: 5 °C ~ 40 °C
- Σχετική υγρασία: 15 % ~ 90 %
- Ατμοσφαιρική πίεση: 700 hPa ~ 1060 hPa

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καλώδιο USB
- Μάσκα ενηλίκων
- Μάσκα παιδική
- Εγχειρίδιο χρήσης