


Κρεβάτι Ηλεκτρικό Πολύσπαστο "VIRGO"

κωδ. 0803152 | VIRGO

2έτη
εγγύηση

1έτος
εγγύηση
στα ηλεκτρικά
εξαρτήματα



Τεχνικά Χαρακτηριστικά




- Εσωτερικά ξύλινα καλύμματα για τις μετόπες
- Διαθέτει λειτουργία Trendelenburg & Anti-Trendelenburg 12°
- Τροφοδοσία εισόδου 220V-50Hz, Έξοδος 24V
- Πτυσσόμενο, μεταφέρεται, συναρμολογείται και αποσυναρμολογείται εύκολα και γρήγορα από 1 μόνο άτομο
- Ηλεκτρική ανύψωση πλάτης, γονάτων & ποδιών
- Κάγκελα ασφαλείας που μπορούν να τοποθετηθούν ή να αφαιρεθούν χωρίς εργαλεία

Αξεσουάρ*



Κωδ.: 0811888
KIT Μεταφοράς
Κρεβατιού
για κωδ.: 0803152

*ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται
στη συσκευασία



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

Μέτρηση σε εκατοστά							
0803152	203×90	215×102	39 – 80 Ηλεκτρική ανύψωση	Μαx 70° Ηλεκτρικά	Μαx 30° Ηλεκτρικά	180Kg*	90Kg

*Περιλαμβάνει το συνδυασμένο βάρος του ασθενούς, του στρώματος και τυχόν αξεσουάρ ή εξοπλισμού που είναι τοποθετημένο στο κρεβάτι



www.mobiak.com



mobiakcaresales@mobiak.com | medicalexports@mobiak.com